

REGISTRO ANVISA: 10208610026

O que é?

Desenvolvido para ser utilizado na coluna vertebral por via posterior. É constituído por um conjunto de componentes metálicos implantáveis e modulares, compatíveis entre si, utilizados para realizar cirurgias da coluna, na execução do implante para estabilização mono e multisegmentar na Coluna Torácica, Tóraco — Lombar, Lombar, e estabilização mono e multisegmentar da Coluna Vertebral Torácica, Tóraco Lombar e Lombo-Sacra.

Indicações

Indicado nas patologias de: Deformidades — Escolioses Idiopáticas e Congênitas; Deformidades Neuro Musculares; Cifoses; Lordoses; Degenerativas — Revisões de Cirurgias; Estenoses; Espondilolisteses; Degeneração de Disco Intervertebral Pseudoartroses; Tumores — Ressecção de Tumores; Fraturas — Fraturas Lombares e Torácicas pela via posterior.





Parafuso Pedicular Espondilolistese

Ilustração	Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)	Código
f 1	5,5	35	101.60735
1 1		40	101.60740
		45	101.60745
		50	101.60750
	6,5	35	101.60835
		40	101.60840
		45	101.60845
		50	101.60850

Parafuso Poliaxial

U akua a 🌣 a	Diameter (mm)	0	0445
Ilustração	Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)	Código
	4,5	20	101.60320
		25	101.60325
		30	101.60330
		35	101.60335
		,40	101.60340
		30	101.60430
G D		35	101.60435
	5,5	40	101.60440
		45	101.60445
		50	101.60450
	6,5	35	101.60535
		40	101.60540
		45	101.60545
₩		50	101.60550
		55	101.60555
		35	101.60635
	7,5	40	101.60641
		45	101.60646
		50	101.60650
		55	101.60655

Ilustração Diâmetro (mm) Comprimento (mm) Código 101.84520 20 25 101.84525 4,5 30 101.84530 35 101.84535 101.84540 40 30 101.85530 101.85535 35 5,5 101.85540 40 101.85545 45 50 101.85550 30 101.86530 101.86535 35 40 101.86540 6,5 101.86545 45 101.86550 50 55 101.86555 101.87530 30 35 101.87535 7,5 40 101.87540 45 101.87545 50 101.87550

Contra Parafuso (Poliaxial) do Gancho

llustração	Diâmetro (mm)	Código
	Contra Parafuso - 7,5	107.60604

Contra Parafuso do Gancho

Ilustração	Diâmetro (mm)	Código
	Contra Parafuso - Ø 9	107.68010

Gancho DTT

llustração	Código
	107.68003

Gancho Distrator Longo Reto nº1

llustração	Código
	107.69230

Gancho Distrator Esquerdo Reto nº2

Ilustração	Código
	107.69231

Gancho Distrator Direito Inclinado nº3

Ilustração	Código
	107.69232

Gancho Distrator Pedicular nº4

Ilustração	Código
	107.69233

Gancho Distrator Normal nº5

Ilustração	Código
	107.69234

Haste para Gancho DTT (Transversa



Haste Ø 6,0mm para Gancho de Distração





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
104.62126	Template 200 Duoplan Easy System	
104.62140	Template 400 Duoplan Easy System	
104.62132	Apalpador de Pedículo Duoplan Easy System	
104.62181	Deslocamento Duoplan Easy System - Grip	
104.62171	Punção com Stop Duoplan Easy System - Grip	
104.62169	Punção Curto com Stop Duoplan Easy System - Grip	
104.62170	Punção Longo com Stop Duoplan Easy System - Grip	
104.62174	Chave de Aperto Final Duoplan Easy System - Grip	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
104.62149	Pinça Derrotadora de Haste Duoplan Easy System	
104.62576	Chave Garfo Duoplan Easy System - Grip	
104.25223	Chave Introdutora Pedicular	
104.25224	Chave Introdutora Poliaxial Duoplan Easy System	
104.62153	Macho com Stop para Parafuso Duoplan Ø5,5	
104.62154	Macho com Stop para Parafuso Duoplan Ø6,5	
104.62158	Macho com Stop para parafuso 4,5 Duoplan	
104.62159	Macho com Stop para Parafuso Duoplan Ø7,5	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
104.25166	Pinça Compressora Tipo 02	
104.62101	Pinça Distratora Duoplan Easy System	
104.25263	Cabo T com Engate Rápido com Referencia de Toque Easy	
104.10338	Cabo T com Engate Rápido Quadrado 6,5mm	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
104.62179	Chave Sextavada 4,0mm Duoplan Easy System-grip	
104.62155	Chave Sextavada 4 x 300mm para Engate Rápido Ø8mm	
104.62102	Pinça Compressora Duoplan Easy System	
104.62076	Pinça para Gancho DTT	
104.62146	Chave para Espondilolistese	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
104.62145	Pinça para Haste Ø4mm	80
104.62144	Pinça para Haste Ø6mm	
104.62172	Probe Curvo	
104.62173	Probe Reto - Grip	
104.62178	Chave para Gancho DTT - Grip	
104.62112	Punção de Prova	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
104.62161	Punção de Prova com Anel	
104.62180	Posicionador de Haste Duoplan Easy System - Grip	
104.62106	Pinça Dobra Haste Duoplan Easy System	
104.62119	Retorcedor Duoplan Easy System Direito	
104.62120	Retorcedor Duoplan Easy System Esquerdo	

